

Anti-Human Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01579

Artikelnummer: CM0012118



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IFN-gamma, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung von Typ-II-Interferon in angeborenen und adaptiven Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel