


Anti-Human Ig-Kappa-Kette Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01834

Artikelnummer: CM0003413



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche Ig-Kappa-Kette, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt die konstante Region der menschlichen Immunglobulin-Kappa-Leichtkette, unverzichtbar für Studien zur Antikörperstruktur und humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliche Ig-Kappa-Kette Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Human Ig Kappa Chain
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3514
GeneID	3514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-107 der menschlichen Ig-Kappa-Kette (P01834) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01834
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel