


Anti-Human-IgA-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01876 / P01877

Artikelnummer: CM0003240



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die konstante Region von humanem IgA (P01876), validiert für Western Blot und ELISA. Spezifisch für humanes IgA1, keine Kreuzreaktivität mit anderen Ig-Klassen. Ideal für die Erforschung der humoralen Immunität und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human-IgA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IgA1; Humanes IgA
Spezies	Mensch
GeneID	3493/3494
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-353 von humanem IgA (P01876) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01876/P01877
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel