


Anti-Human-IgA1-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P01876

Artikelnummer: CM0011010



Einführung

Dieser -konjugierte Kaninchen-Monoklonalantikörper zielt auf die konstante Region von humanem IgA1 ab und ist für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zum Nachweis von IgA1-exprimierenden B-Zellen und sezernierten Antikörpern in der Mukosaimmunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human IgA1 mAb
Bemerkungen/Alias	IgA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3493
Gen-ID	3493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-353 von humanem IgA1 enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01876
Proteingewicht	38kDa/42KDa
Versand	Eistasche