


Monoklonaler Anti-Human-Igg-(Fc)-Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Artikelnummer: CM0002342



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen die humane IgG-Fc-Region, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt die konstante Region der schweren Kette von humanem IgG (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861); Molekulargewicht 52 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	human IgG (Fc) Maus mAb
Bemerkungen/Aliase	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; YAP1; human IgG (Fc)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3500
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem human IgG (Fc).
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel