


Anti-Human-IgG-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Artikelnummer: CM0003238



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane Immunglobulin-schwere konstante Gamma-Kette (alle Subklassen). Validiert für WB und ELISA, ideal für Studien zur humoralen Immunität und zur diagnostischen IgG-Quantifizierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human-IgG-Kaninchen-mAk
Spezies	Human
GeneID	3500
Immunogen	Synthetisches Peptid Humanes IgG
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel