


Anti-Mensch IgG1 (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Artikelnummer: CM0003723



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane IgG1-Fc-Region. Rekombinantes Immunogen, empfohlen für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem Material. Unterstützt die Untersuchung von Funktionen der konstanten Region von Immunglobulinen in der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgG1 (Fc) Rabbit mAb
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3500
GeneID	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-330 von humanem IgG1 (Fc) (P01857) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel