


Anti-Human IgG3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01860

Artikelnummer: CM0020371



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der die konstante Region der schweren Kette von humanem IgG3 (aa 80-180) zielt, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der humoralen Immunität, Antikörper-Effektormechanismen und der B-Zell-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgG3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IgG3; Human IgG3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3502
Gen-ID	3502
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-180 von humanem IgG3 entspricht. (P01860)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01860
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel