


Anti-Human IgG3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01860

Artikelnummer: CM0007519



Einführung

Human IgG3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, geeignet für WB und ELISA. Zielt auf die konstante Region (aa 99-167) von humanem IgG3 (UniProt P01860) für die Forschung zur humoralen Immunität und Antikörpernachweis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgG3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IgG3; Human IgG3
Spezies	Human
Gen-ID (human)	3502
Gen-ID	3502
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01860
Proteingewicht	41KDa/49KDa
Versand	Eisbeutel