


Anti-Human-Igg4/Immunglobulin Schwerer Konstanter Gamma-4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01861

Artikelnummer: CM0018876



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die konstante Region von humanem IgG4 (IGHG4). Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die Ig Gamma-4-Kette C-Region für die Erforschung der humoralen Immunität und Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgG4/Immunglobulin schwerer konstanter Gamma 4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGHG4; Ig Gamma-4-Kette C-Region; Human IgG4/Immunglobulin schwerer konstanter Gamma 4
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem IgG4/Immunglobulin schwerer konstanter Gamma 4 (P01861) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01861
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel