


Anti-Human IgM (Fc) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P01871

Artikelnummer: CM0006386



Einführung

Rekombinanter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen die konstante Region der schweren Kette von humanem IgM (P01871) gerichtet ist. Geeignet für ELISA, WB, IF/ICC und FC-Anwendungen. Ideal für Studien zur humoralen Immunität, BCR-Signalgebung und IgM-Effektorfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgM (FC) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1; Human IgM
Spezies	Human
GenID (Human)	3507
GenID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01871
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel