


Anti-Human IgM Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01871

Artikelnummer: CM0004250



Einführung

Spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Humanes IgM, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt die konstante Region der schweren Kette von menschlichem IgM (~49 kDa). Ideal für die Forschung zu B-Zellen und humoraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1; Human IgM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3507
GenID	3507
Immunogen	`Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01871
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel