


Anti-Human IL-17A Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q16552

Artikelnummer: CM0005149



Einführung

-konjugierter monoklonaler Anti-Human IL-17A-Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert das proinflammatorische Zytokin IL-17A (SWISS: Q16552), das in Th17-Zellen exprimiert wird. Geeignet für die Untersuchung von Wirtsabwehr, Entzündungen und Autoimmunmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-17A mAb
Anmerkungen/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Spezies	Human
GeneID (human)	3605
GeneID	3605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-155 des humanen IL-17A entspricht (NP_002181.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16552
Proteingewicht	18kDa
Versand	Kühlakku