


Anti-Humaner Monoklonaler IL-17Rb-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nrm6

Artikelnummer: CM0012655



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL-17RB (Q9NRM6) für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Profilierung der IL-17B/E-Rezeptorexpression in endokrinen Geweben und in der hämatopoetischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner IL-17RB-mAk
Bemerkungen/Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; Interleukin-17-Rezeptor B
Art	Mensch
Gen-ID	55540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 18-289 des humanen IL-17RB (NP_061195.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRM6
Proteingewicht	31 kDa/55 kDa
Versand	Kühlakku