

Anti-Humaner IL-1B-Monoklonaler Antikörper () Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01584

Artikelnummer: CM0011201



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-IL-1 β -Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes IL-1 β , ein wichtiges proinflammatorisches Zytokin. Ideal für die Erforschung von Entzündungen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes IL-1 β mAb
Anmerkungen/Alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; Interleukin-1 beta
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3553
GeneID	3553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-269 des humanen IL1 β (NP_000567.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01584
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku