


Monoklonaler Anti-Human-IL-4-Antikörper () Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P05112

Artikelnummer: CM0009701



Einführung

Hochspezifischer, mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-human-IL-4-Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunprofilierung von Th2-Zellen sowie den Zytokinnachweis in der Allergie-, Asthma- und immunonkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-human-IL-4-mAb
Anmerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-153 des humanen IL-4 entspricht (NP_000580.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05112
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku