


Anti-Human IL-5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05113

Artikelnummer: CM0009189



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IL-5 (Interleukin-5) gerichtet ist. Geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Forschungsanwendung zur Eosinophilen-Differenzierung, B-Zell-Aktivierung und entzündlichen Erkrankungen. SWISS: P05113.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-5 mAk
Bemerkungen/Alias	EDF; IL-5; TRF; Interleukin-5
Spezies	Human
GenID (Human)	3567
GenID	3567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-134 von humanem IL-5 (NP_000870.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05113
Proteinmasse	15kDa
Versand	Eisbeutel