


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Human-IL-5-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05113

Artikelnummer: CM0019541



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL-5, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus, Ratte und voraussichtlich einem breiten Spektrum weiterer Spezies. Geeignet für die Zytokinforschung, Eosinophilenstudien und Assays zur B-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Humanes IL-5, Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	EDF, TRF, IL-5, humanes IL-5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3567
GeneID	3567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-134 des humanen IL-5 (NP_000870.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P05113
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku