


Anti-Human IL-6R/Cd126 Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P08887

Artikelnummer: CM0010560



Einführung

Kaninchen monoklonaler -konjugierter Antikörper gegen humanes IL-6R/CD126 (gp80, IL6RA). Für intrazelluläre Durchflusszytometrie. In humanen Proben validiert. Ideal für die Untersuchung der IL-6-Signalübertragung bei Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human IL-6R/CD126 mAb
Bemerkungen/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3570
GeneID	3570
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-358 von humanem IL-6R/CD126 (NP_000556.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08887
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel