


Anti-Humaner Ilt5/Cd85A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O75022

Artikelnummer: CM0009336



Einführung

Kaninchen-anti-humaner ILT5/CD85a-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes ILT5/CD85a, einen inhibitorischen Immunrezeptor auf Monozyten und B-Zellen. Ideal für die Immunphänotypisierung und funktionelle Studien in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner ILT5/CD85a-mAb
Bemerkungen/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; Leukozyten-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor B3
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	11025
GenelD	11025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24–418 des humanen ILT5/CD85a (NP_006855.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75022
Proteingewicht	69 kDa/71 kDa
Versand	Kühlakku