


Anti-Human Integrin B5/Itgb5 Rabbit Monoclonal Antibody () Für Durchflusszytometrie - P18084

Artikelnummer: CM0008235



Einführung

Dieser mit konjugierte monoklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen humanes Integrin $\beta 5$ /ITGB5 und wurde für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zur Untersuchung der Fibronectin-Adhäsion, Integrin-Signalisierung und der Funktion des Adenovirus-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Integrin $\beta 5$ /ITGB5 mAk
Bemerkungen/Alias	ITGB5; Integrin beta-5
Spezies	Human
GenID (Human)	3693
GenID	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-490 von humanem Integrin $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18084
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel