


Monoklonaler Antikörper Gegen Die Humane Kappa-Leichtkette Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01834

Artikelnummer: CM0006768



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die konstante Region der humanen Kappa-Leichtkette, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Ideal für die Immunglobulinforschung, B-Zell-Studien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-mAb gegen die humane Kappa-Leichtkette
Bemerkungen/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Humane Kappa-Leichtkette
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-107 der humanen Kappa-Leichtkette (P01834) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01834
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku