


Anti-Human-Kappa-Leichtketten-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Fc, Elisa - P01834

Artikelnummer: CM0006718



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf die konstante Region der humanen Kappa-Immunglobulin-Leichtkette abzielt. Validiert für WB, IF-P, FC und ELISA. Geeignet für die Erforschung der humoralen Immunität und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human Kappa Light Chain Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Humane Kappa-Leichtkette
Spezies	Human
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-107 der humanen Kappa-Leichtkette (P01834) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01834
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel