


Anti-Human Lambda Leichtkette Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P0Cg04

Artikelnummer: CM0012042



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Immunglobulin Lambda Konstant 1, konjugiert an . Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für B-Zell- und Antikörperforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Lambda Leichtkette mAk
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-106 der menschlichen Lambda-Leichtkette enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0CG04
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel