


Anti-Human Lambda Light Chain Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Cg04

Artikelnummer: CM0006276



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen die menschliche Immunglobulin-Lambda-Konstante 1 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Ideal für die Forschung zu adaptiver Immunität, B-Zellen und Leichtketten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Human Lambda Light Chain Rabbit mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-106 der menschlichen Lambda-Leichtkette entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0CG04
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel