

Anti-Human-Lamp2-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P13473

Artikelnummer: CM0004629



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes LAMP2, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Lysosomenbiogenese, Autophagie und Immunpräsentation. Reagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Human
GeneID (Human)	3920
GeneID	3920
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-375 des humanen LAMP2 (NP_002285.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13473
Protein-Gewicht	44kDa/45kDa
Versand	Eistasche