

Anti-Human Lamp2 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P13473

Artikelnummer: CM0008422



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchen-Anti-Mensch-LAMP2-Antikörper (-Konjugat) ist für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) validiert. Er zielt auf das lysosomale Glykoprotein LAMP2 (CD107b) ab und ist ideal für Autophagie-, Lysosom-Forschung und Studien zur Immunpräsentation geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch LAMP2 mAk
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Mensch
GenID	3920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-375 von menschlichem LAMP2 (NP_002285.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13473
Proteingewicht	44kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel