

Anti-Human Lifr/Cd118 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P42702

Artikelnummer: CM0012100



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LIFR/CD118, validiert für die Durchflusszytometrie. LIFR ist ein signalübertragender Rezeptor für die Zytokine LIF, OSM, CNTF, CTF1 und CLCF1, der am JAK/STAT-Signalweg beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LIFR/CD118 mAk
Anmerkungen/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3977
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42702
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel