

Anti-Human LILRA2/Cd85H Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q8N149

Artikelnummer: CM0007984



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LILRA2 (CD85h/ILT1/LIR7). Validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur angeborenen Immunantwort unter Einbeziehung von Neutrophilen und Monozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LILRA2/CD85h mAb
Bemerkungen/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	11027
GeneID	11027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-449 von humanem LILRA2/CD85h (NP_001124389.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N149
Proteingewicht	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Versand	Eistasche