

Anti-Humaner Monoklonaler Antikörper Gegen Liltrb4/Cd85K/Ilt3 Für Die Durchflusszytometrie - Q8Nhj6

Artikelnummer: CM0010663



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LILRB4/CD85k/ILT3 für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Erkennt den inhibitorischen Immunrezeptor auf Monozyten, dendritischen Zellen und B-Zellen. Geeignet für die Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner LILRB4/CD85k/ILT3-mAb
Bemerkungen/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11006
GeneID	11006
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-259 des humanen LILRB4/CD85k/ILT3 (NP_001265355.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHJ6
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku