

Anti-Human-Mica/Micb Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q29983 / Q29980

Artikelnummer: CM0011485



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MICA und MICB, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt NKG2D-Liganden auf gestressten Zellen, geeignet für Immunmonitoring und tumorimmunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MICA/MICB mAb
Bemerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	100507436/4277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-298 von menschlichem MICB (NP_005922.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q29983/Q29980
Proteinmasse	4 kDa/31 kDa/37 kDa/43 kDa
Versand	Eisbeutel