


Anti-Human Mmp9 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P14780

Artikelnummer: CM0012420



Einführung

-konjugierter kaninchen-anti-humaner MMP9 monoklonaler Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Zielt auf Matrix-Metalloproteinase-9 (Gelatinase B) ab, geeignet für Studien zur Remodellierung der extrazellulären Matrix und zur Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MMP9 mAk
Bemerkungen/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; Matrix-Metallopeptidase 9
Spezies	Mensch
Gen-ID	4318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-707 von humanem MMP9 (NP_004985.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14780
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel