


Anti-Human Mmp9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P14780

Artikelnummer: CM0011620



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humane Matrix-Metalloproteinase-9 (MMP9) gerichtet ist. Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie; er erkennt MMP9, das am Abbau der extrazellulären Matrix und an der Leukozytenmigration beteiligt ist. Reagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MMP9 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; Matrix-Metalloproteinase 9
Spezies	Human
GenID (Human)	4318
GenID	4318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-707 von humanem MMP9 (NP_004985.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14780
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel