

Anti-Human Nectin-4 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q96Ny8

Artikelnummer: CM0010368



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Nectin-4, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Masernvirus-Eintritt und Brustkrebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Nectin-4 mAk
Bemerkungen/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	81607
Gen-ID	81607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 32-146 von humanem Nectin-4 (NP_112178.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96NY8
Proteingewicht	24kDa/55kDa
Versand	Eisbeutel