

Anti-Humanes Neurogranin (Nrgn), Monoklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Artikelnummer: CM0007498

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Neurogranin (NRGN) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der synaptischen Entwicklung und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurogranin (NRGN), Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	RC3; hng; Neurogranin (NRGN)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4900
GeneID	4900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2-78 des humanen Neurogranins (NRGN) entspricht (NP_001119653.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92686
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Kühlakku