

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Humanes Neurogranin Für Western Blot, Elisa - Q92686

Artikelnummer: CM0024595

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Neurogranin (NRGN/RC3) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Calmodulin-bindendes Protein, das an der synaptischen Entwicklung und Umgestaltung beteiligt ist. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Humanes Neurogranin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RC3; hng; Human Neurogranin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4900
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-78 des humanen Neurogranins (NP_001119653.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92686
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel