


Anti-Human Parkin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - O60260

Artikelnummer: CM0018324



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Parkin, geeignet für WB, IF, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Rolle von Parkin bei der Mitophagie, der Parkinson-Krankheit und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Humanes Parkin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5071
GenID	5071
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 81-280 von humanem Parkin (NP_004553.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60260
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel