


Anti-Human-Parkin-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60260

Artikelnummer: CM0013191



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Parkin (PRKN/PARK2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Parkinson-Krankheit, Mitophagie und mitochondrialer Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human Parkin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Spezies	Human
GeneID (Human)	5071
GeneID	5071
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-387 von humanem Parkin (NP_004553.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60260
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche