

Anti-Human Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0005686



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Tumorimmunologie, Immun-Checkpoint-Studien und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human PD-L1/CD274 mAb
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Human
GeneID (Human)	29126
GeneID	29126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZQ7
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel