

Anti-Human Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0009024



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274, geeignet für Durchflusszytometrie. Erkennt das 33 kDa programmed death-ligand 1, ein Schlüssel-Immun-Checkpoint-Protein (UniProt Q9NZQ7). Ideal für die Immuno-Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Anti-Human PD-L1/CD274 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel