


Anti-Human Pla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13093

Artikelnummer: CM0023866



Einführung

Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Erforschung des entzündlichen Phospholipidstoffwechsels und der kardiovaskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; Phospholipase A2 Gruppe VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Spezies	Human
GeneID (human)	7941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-441 von humanem PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 (NP_005075.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13093
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eistasche