


Monoklonaler Anti-Human-Podoplanin-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q86YI7

Artikelnummer: CM0009228



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Podoplanin (PDPN), konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem Podoplanin; erkennt die Aminosäurereste 21-123 der extrazellulären Domäne. Geeignet für die Erforschung von Zellmigration, Zelladhäsion und EMT.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Podoplanin-mAb
Bezeichnungen/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; Podoplanin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10630
GeneID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-123 des humanen Podoplanins (NM_006474.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86YL7
Proteingewicht	12 kDa/16 kDa/18 kDa/24 kDa
Versand	Kühlakku