

Kaninchen-Poliklonales Anti-Mensch Pro-Kollagen I Alpha (Col1A1) Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Artikelnummer: CM0020355



Einführung

Zuverlässiges kaninchen-poliklonales Antikörper gegen menschliches Pro-Kollagen I alpha (COL1A1), geeignet für WB, IF-P und IHC-P. Entwickelt für die Untersuchung von Kollagen Typ I in der extrazellulären Matrix, Knochen- und Bindegewebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliches Pro-Kollagen I alpha Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; Kollagen alpha-1(I)-Kette; Menschliches Pro-Kollagen I alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	1277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 26-161 von menschlichem Kollagen I/COL1A1 (NP_000079.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02452
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel