


Abflo 488 Anti-Human Rankl/Cd254 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - O14788

Artikelnummer: CM0009276



Einführung

ABflo 488-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes RANKL/CD254 (UniProt: O14788) gerichtet ist. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Osteoklastogenese, der Knochenresorption und der Wechselwirkungen von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human RANKL/CD254 mAk
Bemerkungen/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Spezies	Human
GenID	8600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 136-317 von humanem RANKL/CD254 (NP_003692.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (Intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14788
Proteingewicht	27kDa/30kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel