


Anti-Human Ror1 Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q01973

Artikelnummer: CM0011423



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper konjugiert mit , der gegen das humane ROR1-Protein (104 kDa) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für onkologische und neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human ROR1 mAb
Bemerkungen/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4919
GenID	4919
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-403 des menschlichen ROR1 (NP_005003.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01973
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel