

Anti-Human Siglec9 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Y336

Artikelnummer: CM0010993

Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Mensch SIGLEC9 (CD329) monoklonaler Antikörper, optimiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches SIGLEC9, ein Sialinsäure-bindendes Lektin mit Funktionen bei Zelladhäsion und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch SIGLEC9 mAk
Bemerkungen/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Spezies	Mensch
GenID	27180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-348 von menschlichem SIGLEC9 (NP_055256.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y336
Proteinmasse	50 kDa, 52 kDa
Versand	Eisbeutel