

Anti-Human Siglec9 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Y336

Artikelnummer: CM0007963

Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SIGLEC9 (CD329) für die Durchflusszytometrie. Validierte Reaktivität für humane Proben; detektiert Sialinsäure-bindendes Lektin, das an der Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human SIGLEC9 mAb
Bemerkungen/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Spezies	Human
Gen-ID	27180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-348 von humanem SIGLEC9 (NP_055256.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y336
Proteingewicht	50kDa, 52kDa
Versand	Eisbeutel