

Anti-Human Syt12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv01

Artikelnummer: CM0019390

Einführung

Anti-Human SYT12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes SYT12 (47 kDa), kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur synaptischen Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYT12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SYT11; sytXII; SYT12
Spezies	Human
GenelD	91683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 95-200 von humanem SYT12 (NP_001171351.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8IV01
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche