

## Anti-Human Thioredoxin Reduktase 1/Trxr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16881

Artikelnummer: CM0005159



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TXNRD1 (Thioredoxin Reduktase 1). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Redoxbiologie, Krebs und Östrogensignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Human Thioredoxin Reduktase 1/TRXR1 Kaninchen mAb                                                                                                         |
| Anmerkungen/Alias | TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Thioredoxin Reduktase 1 (TXNRD1)                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 7296                                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-649 der humanen Thioredoxin Reduktase 1 (TXNRD1) (Q16881) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q16881                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 71kDa                                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |