

Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0007853



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TIM-3/HAVCR2, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunologieforschung, richtet sich gegen den T-Zell-Immunglobulin-Mucin-Rezeptor 3 (CD366), der an der Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	84868
GeneID	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-200 des humanen TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ0
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel